

TPS SCALES



Hãng sản xuất

Changzhou Accurate Weight Co.,Ltd

Nhãn hiệu

TPS

Theo chứng nhận

ĐLVN 50:2009, ĐLVN 285:2015, OIML R-111

Calibration Weights Manufacturer & Supplier

E2 (1mg - 500mg)



Model

E2 (1mg - 500mg)

Cấp chính xác

E2

Vật liệu

Thép không gỉ (inox 316)

Khối lượng riêng

7.96 g / cm³

Thông số kỹ thuật cơ bản

Cấp chính xác E2 theo OIML – R111.

Hốc hiệu chuẩn: không hốc điều chỉnh (Non Adjusting cavity)

Hộp đựng bằng nhôm có nút xấp lót bảo vệ, giúp giảm trầy.

Từ tính: ≤ 25μT.

Kích thước hộp: (172 x 155 x 67) mm.

Model	E2 (1mg - 500mg)	Bao gồm 12 quả cân	Sai số cho phép
Nominal mass	1mg - 500mg	- E2-1 mg	± 0.006 mg
Material	Stainless Steel	- E2-2 mg	± 0.006 mg
Structure	Solid	- E2-2 mg*	± 0.006 mg
Type	Sheet	- E2-5 mg	± 0.006 mg
Density	7.96 g / cm ³	- E2-10 mg	± 0.008 mg
Magnetic susceptibility	< 0.08	- E2-20 mg	± 0.010 mg
Shape	Flat	- E2-20 mg*	± 0.010 mg
Package	Aluminium Box	- E2-50 mg	± 0.012 mg
Package size	(172 x 155 x 67) mm	- E2-100 mg	± 0.016 mg
Gross weight	0.5 kg	- E2-200 mg	± 0.020 mg
Tolerance	theo bảng bên	- E2-200 mg*	± 0.020 mg
Intensity of polarization	≤ 25 μT	- E2-500 mg	± 0.025 mg

Đặc tính kỹ thuật đo lường chính

Model	E2 (1mg - 500mg)
Khối lượng danh nghĩa	1mg - 500mg
Kiểu	Không hốc điều chỉnh
Cấp chính xác	E2 theo OIML R-111, JJG99-2006
Hình dạng	Tám
Vật liệu	Thép không gỉ
Khối lượng riêng	7.96 g / cm ³
Sai số cho phép	theo bảng trên
Từ tính	≤ 25 μT
Kiểm định / hiệu chuẩn theo	ĐLVN 50:2009 (Quả cân E2, F1 - Quy trình kiểm định) ĐLVN 285:2015 (Quả cân F1, F2, M1 - Quy trình hiệu chuẩn chuẩn đo lường)
Kích thước hộp	(172 x 155 x 67) mm
Vận chuyển	0.5 kg
Hộp đựng	Nhôm có nút xấp lót bảo vệ
Ứng dụng	Kiểm định/hiệu chuẩn cân cấp chính xác I, II, III. Kiểm tra nội bộ cho cân phân tích, kỹ thuật
Nhà sản xuất	Changzhou Accurate Weight Co.,Ltd
Ủy quyền phân phối	Ủy quyền phân phối tại Việt Nam bởi TPS (giấy chứng nhận ủy quyền)
Nhập khẩu bởi	Thinh Phat Scales Electronic Joint Stock Company
Phụ kiện kèm theo	Nhíp gấp quả cân

Hướng dẫn sử dụng quả cân

	Không dùng tay chạm vào quả vì axit trên da dễ phá vỡ bề mặt quả cân		Sử dụng nhíp đầu mềm để gấp quả cân từ 1mg-200g		Trước khi sử dụng hãy kiểm tra bề mặt có các vết trên bề mặt, nước hay bụi không
--	--	--	---	--	--